

ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТЕНЗИИ

Автоматизированный и ручной методы

DRG:HYBRID-XL® Реагенты для ИФА

DRG
ООО «DRG ТЕХСИСТЕМС»

Комплексное исследование РЕНИН и АЛЬДОСТЕРОН

для оценки функции регуляции артериального давления, электролитного баланса и состояния РААС



ЗАЧЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬ и РЕНИН и АЛЬДОСТЕРОН?

Ренин и альдостерон представляют различные уровни регуляции одной гормональной системы:

- Уровень ренина отражает активацию ранних этапов РААС (ренин-ангиотензин-альдостероновой системы)
- Уровень альдостерона отражает поздние этапы минералокортикоидного ответа

Комбинированное определение этих маркеров является лабораторным инструментом для дифференциальной диагностики альдостерон-ассоциированных состояний с помощью характерных признаков гипертензивных и электролит-зависимых состояний.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕСТОВ

- Простая процедура ИФА
- Различные типы образцов: сыворотка, плазма крови с ЭДТА (ренин); сыворотка, плазма крови, моча (альдостерон)
- Высокая точность: стандарты калибруются относительно международного стандартного образца
- Валидация согласно рекомендациям CLSI
- Валидированное альдостерон-рениновое соотношение (APC)
- Контрольные образцы в составе набора
- Отсутствие радиоактивных или опасных отходов



ХАРАКТЕРНЫЕ СОЧЕТАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Состояние	Альдостерон	Ренин
Первичный гиперальдостеронизм	повышен ↑	понижен ↓
Вторичный гиперальдостеронизм	повышен ↑	повышен ↑

Отличия в соотношении лабораторных показателей считаются определяющими для выбора тактики лечения, т.к. механизмы развития болезни и подходы к лечению отличаются.

Продолжение >>

ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТЕНЗИИ

Автоматизированный и ручной методы

DRG:HYBRiD-XL® Реагенты для ИФА

DRG
ООО «ДРГ ТЕХСИСТЕМС»

Информация для заказа



Полностью автоматизированный метод
на анализаторе DRG:HYBRiD-XL®

Продукт	Номер по каталогу
Альдостерон DRG:HYBRiD-XL®	HYE-5338
Ренин (активный) DRG:HYBRiD-XL®	HYE-5373

Сопутствующие продукты DRG:HYBRiD-XL®

Продукт	Номер по каталогу
Кортизол (RUO)	HYE-5343
Кортизол в слюне (RUO)	HYE-5344

Наборы реагентов для ИФА (ручной метод)

Продукт	Номер по каталогу
Альдостерон	EIA-5298
Ренин (активный)	EIA-5125

Сопутствующие продукты для ИФА

Продукт	Номер по каталогу
Кортизол	EIA-1887
Кортизол (в слюне)	SLV-2930
Адренокортикотропный гормон	EIA-3647

Только для диагностики *in vitro*.

Интерпретация результатов проводится только квалифицированным медицинским специалистом с учетом клинических данных и других лабораторных исследований.

www.drg-tech.ru

ООО "ДРГ Техсистемс"



+7 (499) 277 07 20



zakaz@drgtech.ru



177218, Москва
ул. Новочеремушкинская, д. 34, к.1, оф. 2